



Kommunförbundet Skåne

PRODUKTGUIDE FÖR LYFTAR OCH LYFTSELAR

KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNES SORTIMENT
FROM 2020-03-01



1. Hjullyft	Fel! Bokmärket är inte definierat.
2. Hjullyft för brukare med hög vikt	3
3. Mobil stålyft	4
6. Sele med delade benstöd axelhög rygg	5
7. Övriga lyftselar	6

1. Hjullyft

ISO-kod: 123603 Hjullyft för överflyttning av sittande person

Användningsområde: Förskrivs till person som inte klarar överflyttning med enklare förflyttning/överflyttningshjälpmedel.

Birdie Evo

Leverantör: Invacare www.invacare.se

Beskrivning: Lyften är i standardutförande utrustad med 2-punktsbygel 450mm med snabbkoppling, bygeln kan rotera 360°. Lyftmotor och benbreddning sköts med löstagbar handkontroll. Lyften är utrustad med 100mm hjul. Lyften kan fällas ihop och monteras upp igen utan behov av verktyg. Vid behov kan lyftarmen tas isär från underredet utan verktyg.

Tillbehör: 2-punktsbyglar 350, 550 mm med snabbkoppling.

4-punktsbyglar 350, 450, 550 mm med snabbkoppling.

Våg med snabbkoppling. Övriga tillbehör se webbsida.

Skötsel: Produktens förväntade livslängd är 8 år när den sköts enligt leverantörens riktlinjer.

Produkten kräver årlig besiktning. Batterier ska laddas regelbundet enligt bruksanvisning.

Max brukarvikt: 180kg

Vikt: 40 kg Lyftintervall: 41,5–166,0 cm

Bredd: 64 cm Längd: 122 cm

Inköpspris: 7078:-



2. Hjullyft för brukare med hög vikt

ISO-kod: 123603 Hjullyft för överflyttning av sittande person

Användningsområde: Förskrivs till person som inte klarar överflyttning med enklare förflyttning/överflyttningshjälpmedel.

Vega 505EE

Leverantör: Handicare www.handicare.se

Beskrivning: Lyften är i standardutförande utrustad med 2-punktsbygel 600mm, bygeln kan rotera 360°. Lyftmotor och benbreddning sköts med löstagbar handkontroll. Lyften är utrustad med 100mm hjul. Lyften har ett stort lyftintervall.

Tillbehör: 2-punktsbygel 340mm och 450mm
4-punktsbygel Övriga tillbehör se webbsida.

Skötsel: Produktens förväntade livslängd är 10 år när den sköts enligt leverantörens riktlinjer. Produkten kräver en årlig besiktning. Batterier ska laddas regelbundet enligt bruksanvisning.

Max brukarvikt: 230kg

Vikt: 42,8 kg Lyftintervall: 23–176,5 cm
Bredd: 67 cm Längd: 121 cm

Inköpspris: 10128:-



3. Mobil stålyft

ISO-kod 123604 Mobil lyft för överflyttning av en stående person

Användningsområde: Förskrivs till person som kan stå men inte klarar uppresning och överflyttning med enklare förflyttning/överflyttningshjälpmedel.

ISA Plus

Leverantör: Invacare www.invacare.se

Beskrivning: Lyften är i standardutförande utrustad med fotplatta, underbensstöd och lyftarm. Underbenstödet kan ställas i höjd och lyftarm kan ställas i längd för olika brukarlängder, 140-190cm. Lyftsele ingår inte i standardutförandet.

Tillbehör: Lyftsele Stand Assist storlek S, M och L inköpspris 404:-
Vadband med spänne. Övriga tillbehör se webbsida.

Skötsel: Produktens förväntade livslängd är 8 år när den sköts enligt leverantörens riktlinjer. Produkten kräver en årlig besiktning. Batterier ska laddas regelbundet enligt bruksanvisning.

Max brukarvikt: 180 kg

Vikt: 49kg

Bredd: 64cm Längd: 122cm (för underredet)

Inköpspris: 8802:- exkl lyftsele



6. Sele med delade benstöd axelhög rygg

ISO-kod: 123621 Sele till hjälpmedel för att lyfta personer

Användningsområde: Lyftsele förskrivs till person som förflyttas med personlyft.

Basic sele

Leverantör: Human Care www.humancare.se

Beskrivning: Lyftselen kan användas i de flesta lyftsituationer och passar de flesta patienter. Lyftselen finns i polyester och polyesternät och storlekar Junior S, Junior M, S, M, L och XL

Tillbehör: Övriga tillbehör se websida

Skötsel: Produktens förväntade livslängd är 1-5 år enligt leverantörens riktlinjer.

Max brukarvikt: 250kg

Inköpspris: 395:-



7. Övriga lyftselar

ISO-kod: 123621 Sele till hjälpmedel för att lyfta personer

Användningsområde: Lyftsele förskrivs till person som förflyttas med personlyft.

Leverantörer:

Etac www.etac.se

Guldmann www.guldmann.se

Handicare www.handicare.se

Human Care www.humancare.se

Invacare www.invacare.se

Liko www.liko.se

Beskrivning: I denna grupp ingår de flesta av ovan nämnda leverantörers selar.

För mer information om vilka selar som avtalats, priser och leveranstider se www.kfsk.se/hjalpmedel

I första hand ska avtalad sele med delade benstöd axelhög rygg, Human Care Basicsele i material polyester alternativt polyesternät, förskrivas.

Vid inköp av övriga selar sker valet enligt följande:

1. Brukarens behov, förskrivaren gör en behovsbedömning utifrån sin profession och identifierar den/de lyftselar som uppfyller brukarens behov.

Om mer än en lyftsele uppfyller brukarens behov tittar förskrivaren på:

2. Handhavandet av lyftselen. Lyftselen skall vara så utformad att möjlighet att göra fel vid användning minimeras.

Om mer än en lyftsele kvarstår tittar förskrivaren på

3. Leveranstid i förhållande till behovet. Därefter väljs lyftsele med lägst pris.